



Республика Беларусь,
220108, г. Минск, ул. Корженевского, 12
Тел. +375 17 398 52 59
Факс +375 17 398 52 59
E-Mail: office@bms.by

ТЕЛЕФАКС

Куда: ГК «Форм», г. Москва	От: НТЦ «Белмикросистемы» С.В. Шведов
Факс: 81074991447944	Листов: 1
Кому: Елисейевой Н.П.	Дата: 28.05.2014
О чем: О тестере Formula HF3	Копия:

Срочно Просмотреть Замечания Ответить Уничтожить

Уважаемая Наталья Павловна!

Контрольно-измерительная система для контроля ИМС памяти Formula HF3 зав.№216 эксплуатируется на нашем предприятии с декабря 2012 года. Formula HF3 применяется в ОИЦ Филиала НТЦ «Белмикросистемы» для функционально-параметрического контроля технических характеристик ОЗУ 1635РУ1, 9000РУ5, серии ИМС 1554 на пластине и в корпусе. Ввод тестера в эксплуатацию прошел быстро и без проблем.

Тестер Formula HF3 работает стабильно, удобен в эксплуатации, отличается высокой скоростью работы, наличием быстрого и качественного сервиса.

Тестер Formula HF3 зарекомендовал себя как современная, надежная, эргономичная контрольно-измерительная система.

Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество наших предприятий.

С уважением,

Начальник ОИЦ

П.И. Окунь